

Arbeitsstuhl



Modell Mio

Der professionelle Stuhl für den Arzt – kompakt, elegant und preiswert. Die Rückenlehne kann in 3 Positionen montiert werden, die große Sitzfläche, leicht oval und nahtlos gewährleistet ein Höchstmaß an Komfort, auch bei längerer Behandlungsdauer, leicht fahrbar auf 5 - in unbelastetem Zustand gebremsten - Rollen

Stufenlose Höhenverstellung: 48 cm - 64 cm
Sitzfläche: Durchmesser 40 cm



Modell 090

Der klassische Helferinnenstuhl mit breiter und vielseitiger Arm-/ Rückenlehne, für alle Behandlungspositionen, bequemes Sitzen, fahrbar auf 5 – in unbelastetem Zustand gebremsten – Rollen.

Stufenlose Höhenverstellung: 46 cm - 65 cm
Sitzfläche: Durchmesser 40 cm