



Optionen & Zubehör

Patienten-Stuhl



Zweigelenk-Kopfstütze



Ölhydraulische Kopfstütze




Naht-Polsterung
(Luxus)

SH Kunstleder-Farben für „Naht-Polsterung Luxus“

Wenn die Option „Naht-Polsterung Luxus“ gewählt wird, sind nur Farben aus der Serie „SH Kunstleder-Farben“ möglich.



SH9
Dark Blue



SH1
Black



SH7
Maroon




SH18
England Green



SH22
Orange



SH10
Camel



SH6
Mustard Yellow



SH15
Ivory

Standard ● Option △ Nicht verfügbar -

| Patienten-Stuhl | S1 & S3 Liegestuhl | S4 Knickstuhl |
|--|-----------------------|------------------|
| Zweigelenk-Kopfstütze (2 Joysticks für manuelle und programmierte Stuhlsteuerung) | ● | △ |
| Ölhydraulische Kopfstütze (3 Joysticks für manuelle, programmierte Stuhlsteuerung und Kopfstützensteuerung) | △ | ● |
| Armlehne für linke Seite (fest) | ● | - |
| Armlehne für beide Seiten (linke Seite fest & rechte Seite schwenkbar) | △ | ● |
| Nahtlose Polsterung (Standard) | ● | ● |
| Nahtlose Polsterung (Soft) | △ | - |
| Naht-Polsterung (Luxus) | △ | △ |

Arztelement



Liegende
Instrumente
(Place)



Stehende
Instrumente
(Holder)



Schwingbügel



Luzzani
6F-Spritze



USB-Anschluss



L-CAM HD SHOT
(Gerader Typ)

Standard ● Option △ Nicht verfügbar -

| Arztelement | Stehende Instrumente | Schwingbügel |
|--|-------------------------|--------------|
| Spritze | | |
| Luzzani 3F-Spritze | △ | △ |
| Luzzani 6F-Spritze | △ | △ |
| Luftturbinen-Schlauch | | |
| Turbinen-Schlauch mit Licht | △ | △ |
| Mikromotor (*1) | | |
| Bien Air MCX x 1 | △ | △ |
| Bien Air MCX x 2 | △ | △ |
| Bien Air MCX x 3 | △ | △ |
| Bien Air MX2 x 1 | △ | △ |
| Bien Air MX2 x 2 | △ | △ |
| Bien Air MX2 x 3 | △ | △ |
| NSK NLX plus x 1 | △ | △ |
| NSK NLX plus x 2 | △ | △ |
| Zahnstein-Entferner | | |
| SATELEC SP Newtron | △ | △ |
| SATELEC Xinetic | - (*2) | - (*2) |
| NSK Varios 170 | △ | △ |
| EMS Piezon No Pain | - (*2) | - (*2) |
| Intraoral-Kamera | | |
| L-CAM HD SHOT (Gerader oder abgewinkelter Typ) | △ | △ |
| ACTEON Sopro 617 | △ | △ |
| ACTEON Sopro Care | △ | △ |
| Abnehmbare Instrumentenschläuche für Arzt- und Assistenzelement (5+1) | △ | △ |
| Kleines Traytablett | △ | △ |
| Großes Traytablett | △ | △ |
| Instrumenten-Wassererwärmer | △ | △ |
| Kleinbild-Röntgenfilmbetrachter | △ | △ |
| Panorama-Röntgenfilmbetrachter | △ | - |
| Abnehmbarer Köchereinsatz | ● | - |
| Abnehmbare Instrumentenauflage | - | ● |
| USB-Anschluss | △ | △ |
| Arztelement mit Place-Typ Ablage für liegende Instrumente | △ | - |

*1: Wenn 2 oder 3 Mikromotoren gewählt werden, müssen alle Mikromotoren vom gleichen Typ sein.

*2: Verfügbarkeit bitte anfragen.

Eurus Optionen & Zubehör

Speifontäne



Saugschlauch-Reinigungssystem (Dürr Hygosuc-System)



Sensorsteuerung für Mundglasfüllung und Speischalenspülung



Clean Water System mit 2l-Flasche



Separater Anschlusskasten



LED-Anzeige



Funk-Fußanlasser



Tragarm und Halterung für Monitor (ohne Monitor)



Flush out-Station

Standard ● Option △ Nicht verfügbar -

| Speifontäne | Stuhl- montiert | Boden- montiert |
|--|--------------------|--------------------|
| Elektrische Zeitsteuerung für Mundglasfüllung und Speischalenspülung | ● | ● |
| Sensorsteuerung für Mundglasfüllung und Speischalenspülung | △ | △ |
| Schwenkbare Speischale (Porzellan) | ● | ● |
| Wassererwärmer für Mundglasfüllung | △ | △ |
| Hygiene-Systeme | | |
| Clean Water System mit 2l-Flasche (FF-Version ersetzt freie Fallstrecke) | △ | △ |
| Clean Water System mit 2l-Flasche (SF-Version ersetzt nicht freie Fallstrecke) | △ | △ |
| Metasys WEK (Wasserentkeimungssystem mit freier Fallstrecke) | △ | △ |
| Metasys WEK Light (Wasserentkeimungssystem ohne freie Fallstrecke) | △ | △ |
| Separiervarianten | | |
| Dürr Speischalensperrventil inkl. Platzwahlventil für Nassabsaugung | △ | △ |
| Dürr CS1 (Separierautomatik) mit Spüleinheit (*3) | △ | △ |
| Dürr CAS1 (Amalgamabscheider) mit Spüleinheit (*3) | △ | △ |
| Metasys Eco1 (Separierautomatik) | △ | △ |
| Metasys MST1 (Amalgamabscheider) | △ | △ |
| Flush out-Station | - (*4) | - (*4) |
| Saugschlauch-Reinigungssystem (Dürr Hygosuc-System) | - | - (*4) |
| LED-Anzeige | ● | ● |
| Funk-Fußanlasser | △ | △ |
| Extra-Schalter | △ | △ |
| Tragarm und Halterung für Monitor | △ | △ |
| Neovo Monitor 22" weiß mit Griff (MPG-konform mit Glasschutzplatte, Anschlüsse: DVI/VGA/HDMI/S-VHS) | △ | △ |
| Wasseranschluss für externe Geräte | △ | △ |
| Luftanschluss für externe Geräte | △ | △ |
| Separater Anschlusskasten | △ | △ |

*3 Eine Kombination von Dürr CS1 bzw. Dürr CAS1 in Verbindung mit der WEK ist nicht möglich.

*4 Verfügbarkeit bitte anfragen.

Assistenz-Element



Höhenverstellbarer
Assistenzarm

Standard ● Option △ Nicht verfügbar -

| Assistenz-Element | Stuhl- montiert | Boden- montiert |
|--|--------------------|--------------------|
| Höhenverstellbarer Assistenzarm | △ | △ |
| Luzzani 3F-Spritze | △ | △ |
| Abnehmbarer Instrumentenschlauch für Spritze (siehe Arzttisch) | △ | △ |
| Großer Sauger mit Kugelgelenk und kleiner Sauger (Dürr) | ● | ● |
| Selektives Absaugsystem | ● | ● |
| Saugschlauch-Fixierung | △ | △ |

Eurus Optionen & Zubehör

OP-Leuchte



Patientenspiegel

Hocker



Eurus Hocker

Standard ● Option △ Nicht verfügbar -

OP-Leuchte

Patientenspiegel

△

Hocker

Eurus Hocker

△

Abmessungen









S1



S3



S4



MH: Zweigelenk-Kopfstütze
PH: Ölhydraulische Kopfstütze

